

### Nødprocedure - registrering ved nedbrud af klimaskab

Transportkassen og et termometer sættes på et sted, hvor temperaturen er så tæt på 21 °C som muligt. Udfyld nedenstående skema og læg det øverst i transportkassen.	
<b>Start</b>	
Kl.:	Temperatur:
<b>Afhentning</b>	
Kl.:	Temperatur:
<b>Praksis Navn:</b>	Dato:
	Initialer:

Ved modtagelse på laboratoriet afleveres dette skema til en laboratoriekonsulent.

✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂

### Nødprocedure - registrering ved nedbrud af klimaskab

Transportkassen og et termometer sættes på et sted, hvor temperaturen er så tæt på 21 °C som muligt. Udfyld nedenstående skema og læg det øverst i transportkassen.	
<b>Start</b>	
Kl.:	Temperatur:
<b>Afhentning</b>	
Kl.:	Temperatur:
<b>Praksis Navn:</b>	Dato:
	Initialer:

Ved modtagelse på laboratoriet afleveres dette skema til en laboratoriekonsulent.