

Varmebehandlet urin.

Case:

Der sendes en urinprøve til dyrkning hos egen læge, der dagen efter aflæses som negativ. Ved efterfølgende lægebesøg, hvor beboeren har massive symptomer oplyser egen læge, at varmeskabet var fejlindstillet til 45 grader og beboeren sættes i antibiotika-behandling.

Analyse: Allerede forud for lægebesøget, var fejlen på varmeskabet opdaget og der blev derfor set bort fra det negative dyrkningssvar og reageret relevant på beboerens symptomer.

Læring: Der foretages ofte en indledende indstilling af instrumenter ved indkøb uden man får lavet en rutine og instruks for kalibrering og justering med faste intervaller. I aktuelle sag, kan det netop være fordi man have en sådan procedure, at fejlen blev opdaget.

Praktiserende læge og patientsikkerhedskonsulent
Morten Randløv-Andersen
mra@dadlnet.dk